

## INFORMACIÓN DEL CONSULTORIO

Fecha del procedimiento:

Horario de llegada:

Ubicación:

## Preparación intestinal para colonoscopia con Moviprep

La colonoscopia es un procedimiento de rutina, indoloro y generalmente seguro, utilizado para examinar el colon. Usted, el paciente, debe seguir algunos pasos antes del procedimiento, a fin de garantizar el mayor nivel de seguridad y efectividad.

- 1 Pídale a una persona que lo lleve a su hogar después del procedimiento.
  - La colonoscopia requiere el uso de sedantes, y no se le permitirá retirarse del hospital si no está acompañado por otra persona.
- 2 Siga las instrucciones de su médico con respecto a los medicamentos que debe evitar y la dieta que debe seguir antes del procedimiento.
- 3 Termine todo el régimen de preparación intestinal como se describe en la página siguiente.



**Moviprep está disponible en la mayoría de las farmacias minoristas. Si su farmacia no tiene Moviprep en inventario, se puede pedir y recibir en un plazo de 24 horas.**

Información para su farmacéutico: NDC 65649-201-75

**Moviprep**  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.**


# Instrucciones para el paciente

La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

## Inicio a las:

### PASO 1


- Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el recipiente desechable.
- Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.



Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber.  
La solución reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas posteriores a la preparación.

### PASO 2

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta completar todo el litro.
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia.



## Inicio a las:

- Repita los pasos 1 y 2.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al \_\_\_\_\_.

MoviPrep está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anomalías electrolíticas, en pacientes con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más frecuentes observadas con la administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal.

MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.

Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.



Sitio web: [www.salix.com](http://www.salix.com) 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Tel. • 866.669.SLXP (7597)  
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU. MOV 06/04

**MoviPrep**<sup>®</sup>  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,  
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.