

THÔNG TIN VỀ PHÒNG KHÁM

Ngày thực hiện thủ thuật:

Giờ đến:

Địa điểm:

Súc Rửa Ruột bằng Moviprep để Soi Kết Tràng

Soi kết tràng là thủ thuật thông thường, nói chung thì không đau, tương đối an toàn, dùng để khám kết tràng. Bệnh nhân phải thực hiện các bước chuẩn bị trước khi thực hiện thủ thuật để chắc chắn đạt được mức an toàn và công hiệu caonhất.

- 1 Thu xếp nhờ người khác chở quý vị về nhà sau khi thực hiện thủ thuật
 - Trong thủ thuật soi kết tràng có sử dụng thuốc an thần, do đó nếu không có ai đi chung thì quý vị không được phép xuất viện
- 2 Tuân hành chỉ dẫn của bác sĩ về những dược phẩm cần tránh dùng và chế độ ăn uống cần tuân theo trước khi thực hiện thủ thuật
- 3 Tuân hành toàn bộ cách súc rửa ruột như đã trình bày tại trang kế tiếp



Hầu hết các tiệm bán lẻ thuốc tây đều có bán Moviprep. Nếu nhà thuốc tây không có sẵn Moviprep thì có thể đặt mua và lấy thuốc trong vòng 24 giờ.

Thông tin cho dược sĩ: NDC 65649-201-75

Moviprep®
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.**

Chỉ Dẫn cho Bệnh Nhân


Hộp giấy cứng MoviPrep chứa 4 gói và một đồ đựng 'chỉ dùng một lần' để pha trộn. Phải thực hiện toàn bộ quá trình chuẩn bị để đạt được mức độ súc rửa hữu hiệu nhất.

Bắt đầu vào lúc:

BƯỚC 1


- Trút toàn bộ 1 gói A và 1 gói B vào đồ đựng 'chỉ dùng một lần'
- Rót thêm nước uống âm ấm đầy lên đến vạch trên cùng của đồ đựng. Khuấy trộn để thuốc tan hoàn toàn

Nếu muốn thì có thể pha trộn dung dịch từ trước rồi đặt vào tủ lạnh trước khi uống. Phải sử dụng dung dịch đã pha chế trong vòng 24 giờ.



BƯỚC 2

- Đồ đựng MoviPrep có 4 vạch chia. Uống dung dịch cạn tới vạch thấp hơn kế tiếp (khoảng 8 oz) sau mỗi 15 phút, cho đến khi uống hết một lít
- Uống 16 oz chất lỏng trong suốt tùy ý chọn



Bắt đầu vào lúc:

- Lặp lại các bước 1 và 2

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý vị nên gọi phòng khám của chúng tôi tại _____.

MoviPrep là 'chế phẩm soi kết tràng' cho người lớn 18 tuổi trở lên, nghĩa là dùng để súc rửa kết tràng trước khi soi. Chống chỉ định sử dụng MoviPrep cho bệnh nhân bị mất cảm trọng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Cần phải thận trọng khi sử dụng MoviPrep cho bệnh nhân dùng nhiều loại thuốc cùng lúc và các dược phẩm này làm tăng nguy cơ bị những bất thường về chất điện ly, cho bệnh nhân từng bị - hay nghi ngờ bị - giảm natri huyết, viêm loét kết tràng trầm trọng, tắc ruột, nghẹt hay lủng đường tiêu hóa, tích ú ở bao tử, viêm kết tràng nhiễm độc, đại tràng nhiễm độc, hoặc thiếu glucose-6-phosphate dehydrogenase. Trong các cuộc nghiên cứu y tế, tình trạng căng bụng, khó chịu vùng hậu môn, khát, buồn nôn và đau bụng là những phản ứng ngoại ý phổ biến nhất khi dùng MoviPrep.

MoviPrep chứa tối đa 2.33 mg phenylalanine trong mỗi lần trị liệu.

Nên xem toàn bộ Thông Tin Kê Toa đính kèm về MoviPrep.



Mạng lưới: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 ĐT • 866.669.SLXP (7597)
©2008 Salix Pharmaceuticals, Inc. Giữ tất cả bản quyền. In tại Hoa Kỳ. MOV 07/26

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.